

高精度，采用LCD触摸屏，氮气导入装置

- 高精度，温度波动度 $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 。
- 风速可调，一机两用，可作为鼓风式或自然对流式干燥箱使用。
- 运行模式：立即运行、延时运行、指定时刻运行。
- 程序数量：100条，每条16段。
- 周程序：4条，每条16段，可以选择需要运行的天数。
- 触摸屏可设置：温度、程序、风速、排气口。
- 加热速率可调。
- 带温度修正功能，带独立超温保护器。
- 标配U盘数据导出功能。
- 标配门开关、RS485接口。
- 停电恢复自动重启功能。
- 带密码权限功能。
- 标配流量计和氮气导入口。
- 可选配打印机、记录仪。



型号	FDHN115	FDHN345
温度范围	室温 +20°C ~ 450°C	
温度波动度	$\leq 0.2^{\circ}\text{C}$	
温度均匀度（在 200°C时）	$\leq 2.5^{\circ}\text{C}$	
内容积 L	115	345
搁架数量（标配 / 最多）	2/3	2/4
搁架尺寸 W × D mm	470 × 420	670 × 670
搁架承重（单个 / 最大）kg	30/60	30/120
最大换气量 m³/h	11	125
观察窗（选配）W × H mm	200 × 200	350 × 350
重量 kg	112	330
内部尺寸 W × D × H mm	500 × 455 × 505	700 × 705 × 700
外形尺寸 W × D × H mm	815 × 920 × 950	1280 × 1215 × 1510
电源	AC220V / 4.1KW	AC380V / 12KW